

GEHWOL Dispensador 500 ml

Sistema:

- La crema se obtiene fácilmente debido a su práctica boquilla
- Dosificación precisa
- Bote equipado con un nuevo sistema para la obtención de la crema
- Protección contra la propagación de gérmenes gracias a una bolsa interna hermética

Atención:

Para abrir la cubierta protectora, por favor, gire la boquilla en la dirección opuesta a la de la agujas del reloj: gire unos 90 ° hasta que note una ligera resistencia.

Tenga en cuenta que:

El dispensador es una parte integral del bote y no se puede retirar sin ser dañado!